

Gasskåp G30

 **30 MIN**
EN 14470-2

- Brandtestat 30 minuter.
- Enligt den Europeiska standarden för gasskåp för laboratorier EN 14470-2.
- Godkänt enligt EN 1363-1
- Ø100 mm ventilationsöppningar.
- Märkning enligt EN 14470-2, G30
- Lås inkl. nycklar
- Som tillbehör finns horisontalt fäste för fästa gasflaskorna och ramp för enklare lastning.
- EX-klassad fläkt krävs vid ventilering av brandfarlig gas.

Skåpen är avsedda för inomhusförvaring med mekanisk frånluft. Löser kravet på Ei30-avskiljning för gasflaskor med en sammanlagd volym om högst 250 liter. Läs mer MSB's författning och allmänna råd MSBFS 2020:1.
www.msb.se



Se även våra ei30-gasskåp för förvaring utan mekanisk ventilation.

Minsta avstånd vid placering av lösa behållare upp till 250 liter.

	De lösa behållarnas totala volym (liter)	Avstånd mellan lösa behållare och						
		- Byggnad i allmänhet - Brännbart material eller - Brandfarlig verksamhet		Stor mängd brännbart material		Utrymningsväg från svårutrymda lokaler		
		meter		meter		meter		
		EI30*	EI60*	EI60*	EI60*			
Icke Publik verksamhet:	0 - ≤ 60 l.	0**	0	0	0**	0	0**	0
	> 60 - ≤ 250 l.	3***	0	0	12	0	25	0
Publik verksamhet:	0 - ≤ 250 l.	3**	0	0	12	0	25***	0



G30GAS1

G30GAS1 H2080 x B660 x D610 mm
Invändigt: H1855 x B508 x D458 mm
Inkl. lås med 2 nycklar



G30GAS2

G30GAS2 H2080 x B1200 x D610 mm
Invändigt: H1855 x B1048 x D458 mm
Inkl. lås med 2 nycklar



Jinval Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 GÖTEBORG

Tel: +46 (0)31-335 90 80

E-mail: ta@jiwa.se
www.jiwa.se

231013